

Advantages of **KAIFENG**:

- Latest-generation polymer materials: double cross link material and high molecular weight.
- Excellent characteristics: outstanding wear resistant, anti-cracking, anti-stain and lower water absorption.
- Wide range of moulds and available in the well known Vita shade classification.
- Multi choices for packing specification: 6*1/board for anterior, 16 boards/box; 8*1/board for posterior, 12 boards/box; 28*1/set for full set, 4 sets/box.

DE

- Neueste Generation von Polymer-Materialien: Doppel-Querverweiss Material und mit hohem Molekulargewicht.
- Hervorragende Eigenschaften: hervorragende Abriebbeständigkeit, Anti-Krack-, Anti-Fleck und niedrigere Wasseraufnahme.
- Breite Palette von Formen und in der gut wissen Vita[®] Farb-Einstufung.
- Multi-Optionen für spezifische Verpackung: 6 * 1/board für Front-, 16 Tafeln / Karton, 8 * 1/board für posterior, 12 Tafeln / Karton; 28 * 1/set für die vollständige Set, 4 Sets / Karton.

ES

- Última generación de material polimérico: material doble y de alto peso molecular
- Característica Excelente: Material de alta Resistencia, anti-rotura, anti-manchas y mínima absorción de agua.
- Amplia gama de moldes y disponible en los tonos Vita[®] shade los mas conocidos del Mercado.
- Muchas formas de presentación y empaque: Tablettes de 6 unidades para anterior, 16 tabletas por caja, tabletas de 8 dientes para posteriores, 12 tabletas por caja, 28 sets o tabletas en un set completo y presentaciones de 4 sets por caja.

RU

- Сделаны из полимерного материала последнего поколения: двойной ссвязывающий материал и высокий молекулярный вес.
- Превосходные характеристики: водонепроницаемость, не трескаются, не покрываются пятнами, низкий процент впитывания воды.
- Большое разнообразие форм, доступны цвета по шкале Vita[®] Упаковка: 6*1/гарнитур для передних зубов, 16 гарнитуров/уп; 8*1/ гарнитур для жевательных зубов, 12 гарнитуров/уп; 28*1/гарнитур- полных гарнитур, 4 гарнитур/уп.

IT

- Materiali in polimeri dell'ultima generazione: materiale in doppio legame incrociato e alto peso molecolare.
- Caratteristiche eccellenti: resistente all'acqua, antifrattura, antimacchia e minore assorbimento dell'acqua.
- Ampia gamma di forme e disponibilità nella corrispondente classificazione SCALA COLORI VITA[®].
- Multiscelta per confezionamento: 6x1 anteriori, scatole da 16 file, 6x1 posteriori, scatole da 12 file, set completi 28x1, scatole set completi 28 x 4.

PT

- Última geração de materiais polimeros: material de dupla ligação cruzada (double cross link) alto peso molecular.
- Excelentes características: resistência ao desgaste fora de série, anti-fissuras, anti-manchas e baixa absorção da água
- Vasta gama de modelos disponíveis na escala de cores Vita[®]
- Várias opções específicas para a embalagem.

RO

- Ultima generatie de polimeri acrilici cu greutate moleculara mare, material in doua straturi.
- Proprietati excelente: rezistenta si estetica deosebita, translucenta naturala si grad scazut de absorbtie a apei.
- Forme si marimi diverse in nuante VITA[®].
- Variante de ambalare diverse: 6 dinti anteriori/1 placuta, 16 placute/cutie; 8 dinti posteriori/1 placuta, 12 placute/cutie; 28 dinti/gamitura, 4 gamituri/cutie.

PL

- Najnowsza generacja polimeru: Podwojona gęstość cząsteczek (double cross link) i zwiększona waga molekularna
- Świetne charakterystyki: niesamowita odporność na ścieranie, brak rozszczepiania się warstw, wysoka odporność na brud i wodę (kamień), a także substancje przebarwiające akryl.
- Szeroki wachlarz fasonów dostępny w dobrze znanym standardzie VITA[®].
- Pudełko to opakowanie dla 16 płytek przednich lub 12 bocznych.

TR

- Son jenerasyon polymer materyal: çift çapraz bağlantılı materyal ve yüksek moleküler ağırlık
- KUSURSUZ NİTELİKLER: giydirmeli üstün resistant, kırılmaz, paslanmaz ve düşük su emişi .
- gölge sınıflandırması yapılabilir geniş aralık kalıplar .
- paketi içinde çoklu seçenekler: 6*1/ön taraflı ahşap, 16 tahtalı/box; 8*1/arkadan ahşap, 12 tahtalı/kutu; 28*1/set tüm set için, 4 set/kutu.

FR

- Dernière génération de matériaux polymère: matériau double cross link et poids de haute molécule.
- Caractéristiques excellentes: revêtement d' une résistance remarquable, anti-craquelure, anti-coloration et basse absorption d' eau.
- Large gamme de moules et disponible dans la fameuse classification Vita[®] nuance
- Multiples choix pour un emballage spécifique : 6*1/planche avant, 16 cartons/boîte ; 8*1/planche arrière, 12 cartons/ boîte ; 28* 1/ ensemble pour un pack complet, 4 ensembles/boîtes.


*Vita[®] is a registered trademark of Vita Zahfabrik H.Plauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen, Germany.




HUGE DENTAL MATERIAL CO.,LTD.
Add:3F-DND NO.1295 Xinjinqiao Rd.Pudong Shanghai 201206,China
Tel:+86-21-61629298
Fax:+86-21-61629298
http://www.hugedental.com
E-mail:marketing@hugedental.com




SQUARE



TAPERING




TAPERING




OVoid






OVoid



LOWER ANTERIORS



LOWER ANTERIORS



All measurements in millimeters.

POSTERIORS 28°



COMBATED ARTICULATIONS

Upper anteriors	Lower anteriors	Posteriors
S1	L1	30
S2	L2	30
S3	L5	30
S4	L7	32
S5	L5	32
S7	L9	32
T1	L1	30
T3	L6	32
T4	L6	32
T5	L7	32
T8	L7	32
T7	L7	32
T9	L11	32
T11	L11	34
T12	L14	34
O1	L1	30
O2	L5	30
O3	L7	32
O4	L8	32
O5	L8	34
O6	L8	32
O7	L10	32
O8	L14	36

